

دستورالعمل فنی فور - اون*

کلیات

از فور عمدتاً برای خشک کردن لوازم آزمایشگاهی یا سترون کردن آن به روش حرارت خشک استفاده می‌شود.

چگونگی کاربری

اون برای سترون کردن موادی که با اطمینان کافی تحت نفوذ بخار قرار نمی‌گیرند، اما می‌توانند دماهای بالای مورد نیاز ($160\text{--}180^{\circ}\text{C}$) را تحمل کنند، به کار می‌رود. این میزان حرارت برای سترون کردن ظروف شیشه‌ای مثل لوله‌های آزمایش، ظروف پتري شیشه‌ای، فلاسک‌ها، پیپ‌ها و نیز برای آلات فلزی مثل پنس، اسکالپل و قیچی به کار می‌رود. برای بسته‌بندی این وسایل می‌توان از فویل الومینیومی یا کاغذ کرافت و سربطرهای پنبه‌ای استفاده کرد. البته کاغذ و پنبه کمی می‌سوزند و این نیم سوزه‌ای پنبه (cotton wool)، ممکن است مواد باکتری کش فراری متصاعد کنند.

- باید درپوش لوله‌های آزمایش شیشه‌ای را با کلاهک‌هایی از جنس کاغذ الومینیومی پوشانده و سپس آنها را به طور عمود در جا لوله‌ای فلزی قرار داد. درپوش، لبه لوله را از آلودگی از طریق هوا در طی ذخیره سازی بعدی حفظ می‌کند.
- باید انتهای فوقانی پیپ‌ها تا عمقی حدود دو سانتی‌متر با پنبه‌های غیر جاذب بسته شوند و سپس آنها در ظروف فلزی قرار گرفته و درب ظرف بسته شود. اگر نیاز به پیپ‌ها فقط به طور موردي است، می‌توان آنها را فقط در کاغذ Kraft بسته‌بندی نمود.
- بطری‌های درپیچ دار را در صورتی می‌توان در اون یا هوا داغ سترون نمود که درپوش‌ها و آستری (لایه داخلی) آنها از موادی مثل فلز، تفلون، پلی پروپیلن یا لاستیک سیلیکون ساخته شده باشند که در دماهای سترون سازی از شکل طبیعی خارج نمی‌شوند.
- قبل از قرار دادن ظروف شیشه‌ای در اون، باید از خشک بودن ظروف مطمئن گردید. توصیه می‌شود که ابتدا آنها در حرارت 100°C قرار گیرند.
- پودرهای، روغن‌ها و گریس‌ها را در ظروف شیشه‌ای یا فلزی عایق‌بندی شده (با بسته‌بندی محکم و چسب کاری شده) و در اندازه‌های کوچکی که از وزن ده گرم یا عمق یک سانتی‌متر تجاوز نکند سترون نمود.
- مواد یا بسته‌ها، باید به گونه‌ای در اون قرار گیرند که هوا داغ بین و دور آنها جریان داشته باشد.
- در پایان درب اون بسته و سپس دستگاه روشن گردد.

* فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه ابعاق کوره را جایگزین واژه فور - اون نموده است.

زمان نگهداری سترون سازی از زمانی شروع می‌شود که اتفاق به دمای سترونی انتخابی و حتی دمای بالاتر برسد تا همه قسمت‌های اتفاق و بار داخل آن به دمای مورد نظر برسند. دمای سترون سازی 160°C - 180°C و مدت آن دو تا چهار ساعت است. به خاطر عایق بودن دستگاه، ممکن است چند ساعت طول بکشد تا اشیا داخل آن خنک شوند. اما اگر اون دارای فن خنک کننده باشد، مرحله خنک کردن تسريع می‌شود.

- درب اون را باز نکنید تا اتفاق و بار داخل آن (ظروف و مواد) تا دمای پایین‌تر از 60°C خنک شوند. اگر هوای سرد به طور ناگهانی وارد دستگاه شود، ممکن است ظروف شیشه‌ای ترک بخورند چون هنوز خیلی داغ هستند.
- برای خشک کردن وسایل معمولاً از دمای کمتر از 100°C استفاده می‌گردد.

نحوه نگهداری

- به طور ماهانه داخل آن تمیز گردد.
- هر شش ماه یکبار نگهداری و کنترل تکنیکی توسط شرکت پشتیبان صورت پذیرد.

کنترل کیفیت

برای هر بار استفاده: از آزمایش فور (لوله براون [Browne]) استفاده شود و تغییر رنگ مناسب (از قرمز به سبز) در انتهای هر مرحله بررسی شود.

در صورتی که امکان استفاده از پایش فیزیکی وجود ندارد مثلاً زمانی که دماسنج (نمایشگر درجه حرارت) وجود ندارد، از آزمایش‌های بیولوژیک مربوطه استفاده می‌شود. باید بتوان نشان داد که سیکل سترون سازی حداقل 10°C اسپور باسیلوس سوبتیلیس واریته نایجر را غیرفعال می‌کند.

D-Value اسپورهای مورد مصرف در حرارت 160°C معادل $5\text{-}10$ و **Z-Value** آنها حدود 25 است. D-Value در یک دمای مشخص، میزان کشتن باکتری را اندازه‌گیری می‌کند و با مدت زمان مورد نیاز بر حسب دقیقه جهت تابودشدن 90% ارگانیسم‌های زنده نشان داده می‌شود.

Z-Value معیار اندازه‌گیری مقاومت حرارتی اسپورها بوده که با مقدار حرارت (بر حسب درجه سانتی‌گراد) مورد نیاز جهت تابودی اسپورها با سرعت ده برابر مشخص می‌شود.

کالیبراسیون

طبق توصیه دستورالعمل دستگاه انجام شود.

ایمنی

استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم موقع کار با دستگاه لازم است.